

FICHE PRODUIT

Autoclave de table à vapeur 40 Litres, Modèle FALCON SA300H

Référence : SOC-SA-300H

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Autoclave de table à vapeur 40 Litres, Modèle FALCON SA300H

L'**Autoclave (stérilisateur)** à vapeur classe S, Modèle SA-300H est conforme à la norme européenne.

Il dispose d'un système de fermeture automatique (pour le modèle SA-260FA seulement) quand la pression interne est supérieure à 0,3 kg / cm².

Température de stérilisation des autoclaves FALCON: 121°C à 132°C; ce qui convient pour la stérilisation du matériel emballé ou non, des instruments, des liquides, etc; Largement utilisés dans les cliniques, les laboratoires et les hôpitaux.

ALARME DU NIVEAU D'EAU INSUFFISANT: Quand l'eau dans la chambre de stérilisation ou dans le réservoir n'est pas suffisant, La lampe d'indication "LOW WATER" s'allume et le buzzer se met à sonner.

PROGRAMME DE PRE-CHAUFFAGE: Pre-chauffage par résistance électrique, pour maintenir la température de la chambre de stérilisation constante, et pour garantir un bon séchage et une bonne stérilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de L'Autoclave (stérilisateur) à vapeur classe S, Modèle SA-300H:

- Dimensions de la chambre: 300 mm x 570 mm (D).
- Dimension globale: 600 (W) x 470 (H) x 740 (D) mm.
- Alimentation: 220V~240 V / 2.8 KW / 13 A.
- Temperature / Pression:

- * NON EMBALLE: 118~134° C / 2.1 kg / cm².

- * EMBALLE: 118~134°C / 2.1kg / cm².

- * LIQUIDES: 121°C / 1.2 kg / cm² (facultatif).

- * Température de conception: 140°C.

- Dispositif de sécurité:

- * commutateur de commande de pression,

- * fermeture automatique de la porte sous pression,

- * protection en cas de surchauffe,

- * valve de sécurité,

- * système de sécurité électronique du circuit,

- * commutateur de sortie d'urgence,

Accessoires standards

Boîte de stérilisation en acier inoxydable.

- Couverture chauffante.
- Approbation de sûreté: CE - EMC, LVD, by TUV CE - MDD approval by DNV, la chambre a été conçue par ASME / USA STANDARD.
- Séchage automatique:oui.
- Capacité de la chambre: environ 40 litres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table-classe-b/3138-autoclave-de-table-a-vapeur-40-litres-modele-falcon-sa-300h.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com