

FICHE PRODUIT

Autoclave de table 16 Litres, Modèle SUPER MICROM SA-230MA

Référence : SOC-SA-230MA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES DE L'AUTOCLAVE DE TABLE 16 LITRES, MODELE SUPER MICROM SA-230M:

- Système de remplissage automatique: oui.
- Le temps de séchage automatique peut être choisit de 0.15.30.35.40 minutes: oui
- Dimensions: 594 mm (E) x 522 mm (Larg) x 410 mm (H).
- Dimensions de la chambre: 230 x 410 mm (D).
- Capacité en eau du réservoir: 4 200 cc.
- Capacité de la chambre: 16 litres.
- Poids net: 49 kg.
- Alimentation: 230 V, 50 / 60 Hz.
- Affichage numérique de la température: oui.
- Pression / Affichage de mesure de vide: oui.
- Consommation électrique: 2000W / 9 Amp.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Emballé / non emballé, sec / humide, liquide.
- Programme PRION, BOWIE-DICK, test PUMP: oui

* Température de stérilisation: 121°C / 135°C

DISPOSITIF DE SECURITE:

- * Valve de sécurité et interrupteur à pression: oui
- * Protection en cas de surtempérature: oui
- * Protection en cas de surcharge électrique: 20 Amp. No fuse Breaker x2
- * Indication de fermeture de porte: oui
- * Indication du niveau d'eau du réservoir: oui
- * Indicateur du niveau d'eau à l'étape "ADD-WATER": oui
- * Fermeture de la porte en fonction de la pression: oui

Accessoires standards

- * boîte de stérilisation
- * couverture chauffante

ACCESSOIRES EN OPTION

- * Lot de plateaux de stérilisation: plateau x 3, armature de plateau x 1, support de plateau x 1: oui
- * Support de ressort x 2: oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3140-autoclave-de-table-16-litres-modele-super-microm-sa-230ma.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com