

FICHE PRODUIT

Autoclave de table 24 Litres, Modèle SUPER MICROM SA-260MA

Référence : SOC-SA-260MA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave (stérilisateur) à vapeur classe B, Modèle SA-260MA .

- Système de remplissage automatique: oui.
- Le temps de séchage automatique peut être choisit de 0.15.30.35.40 minutes: oui.
- Dimensions: 655 mm (E) x 533 mm (Larg) x 442 mm (H).
- Dimensions de la chambre: 260 x 450 mm (D).
- Capacité en eau du réservoir: 4200 cc.
- Capacité de la chambre: 24 Litres.
- Poids net: 52 kg.
- Alimentation: 230 V, 50 / 60 Hz.
- Affichage numérique de la température: oui.
- Pression / Affichage de mesure de vide: oui.
- Puissance consommée: 2000W / 9 Amp.
- Emballé / non emballé, sec / humide, liquide, programme PRION,BOWIE-DICK, test PUMP: oui.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Température de stérilisation: 121°C / 135°C

Dispositif de sécurité:

- Valve de sécurité et interrupteur à pression: oui.
- Protection en cas de surtempérature: oui.
- Protection en cas de surcharge électrique: 20 Amp. No fuse Breaker x2.
- Indication de fermeture de porte: oui.
- Indication du niveau d'eau du réservoir: oui.
- Indicateur du niveau d'eau à l'étape "ADD-WATER": oui.
- Fermeture de la porte en fonction de la pression: oui.

Accessoires Standards:

- Boîte de stérilisation.
- Couverture chauffante.

Accessoires en Option:

- Lot de plateaux de stérilisation: plateau x 3, armature de plateau x 1, support de plateau x 1: oui.
- Support de ressort x 2: oui

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3141-autoclave-de-table-24-litres-modele-super-microm-sa-260ma.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com