

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical 141 Litres manuel, Modèle POINTER SA-450

Référence : SOC-SA-450

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 141 Litres manuel, Modèle POINTER SA-450 :

- Dimensions de la chambre : 450 mm (10") x 900 mm (D).
- Dimensions générales : 800 (W) x 1 800 (H) x 1 250 (D).
- Capacité de la chambre : environ 141 Litres.
- Alimentation : 7.0 KW, 50 / 60 HZ.
- Température de travail / pression : 1.4 kg / cm² environ 126°C.
- Température maximale : 140°C.
- Dispositifs de sécurité :
 - * Interrupteur de contrôle de pression.
 - * Valve de protection en cas de surtempérature.
 - * Système de sécurité électronique.
 - * Indicateur de niveau d'eau faible.
 - * Interrupteur d'évacuation d'urgence.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Poignée de sécurité .
- Programme spécial de pré-chauffage automatique.

Accessoires standards :

- 1 boîte de stérilisation en INOX #304.
- 1 plateau de stérilisation.
- Normes de sécurité : Construit en conformité avec les normes ISO-9002 et ISO-13485 .
- Séchage automatique : En option.
- Système de fermeture automatique de la porte : En option.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/3142-autoclave-vertical-141-litres-manuel-modele-pointer-sa-450.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com