

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical manuel 196 Litres, Modèle POINTER SA-500

Référence : SOC-SA-500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques Autoclave vertical manuel 196 Litres, Modèle POINTER SA-500:

- Dimensions de la chambre: 500 mm (10") x 1 000 mm (D).
- Dimensions générales: 800 (W) x 1 800 (H) x 1 350 (D).
- Capacité de la chambre: environ 196 Litres.
- Alimentation: 9.0 KW, 50 / 60 HZ
- Température de travail / pression: 1.4 kg / cm² environ 126°C.
- Température maximale: 140°C.
- Dispositifs de sécurité:
 - * interrupteur de contrôle de pression,
 - * valve de protection en cas de surtempérature,
 - * système de sécurité électronique
 - * indicateur de niveau d'eau faible

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * interrupteur d'évacuation d'urgence
- * poignée de sécurité.
- programme spécial de pré-chauffage automatique.

Accessoires standards:

- 1 boîte de stérilisation en INOX #304,
- 1 plateau de stérilisation.
- Normes de sécurité: construit en conformité avec les normes ISO-9002 et ISO-13485.
- Séchage automatique: en option.
- Système de fermeture automatique de la porte: en option.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/3143-autoclave-vertical-manuel-196-litres-modele-pointer-sa-500.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com