

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical manuel 339 Litres, Modèle POINTER SA-600

Référence : SOC-SA-600

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical manuel 339 Litres, Modèle POINTER SA-600

- Dimensions de la chambre: 600 mm (10") x 1 200 mm (D).
- Dimensions générales: 900 (W) x 1 900 (H) x 1 550 (D).
- Capacité de la chambre: environ 339 Litres .
- Alimentation: 12.0 KW, 50 / 60 HZ .
- Température de travail / pression: 1.4 kg / cm² environ 126°C.
- Température maximale: 140°C

Dispositifs de sécurité.

- interrupteur de contrôle de pression,
- valve de protection en cas de surtempérature
- système de sécurité électronique,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- indicateur de niveau d'eau faible,
- interrupteur d'évacuation d'urgence,
- poignée de sécurité.
- Programme spécial de pré-chauffage automatique

Accessoires standards:

- 1 boîte de stérilisation en INOX #304.
- 1 plateau de stérilisation.
- Normes de sécurité: construit en conformité avec les normes ISO-9002 et ISO-13485.
- Séchage automatique: en option.
- Système de fermeture automatique de la porte: en option

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/3144-autoclave-vertical-manuel-339-litres-modele-pointer-sa-600.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com