

FICHE PRODUIT

Bistouri électrique, Modèle ELECTROCUT 200

Référence : RDE-ELECTROCUT200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Doté d'une technologie de pointe, ce bistouri destiné aux généralistes permet de réaliser des interventions minimales d'excellentes qualités en cabinet médical. Conçu avec les technologies les plus récentes, l'ELECTROCUT200 allie puissance et sécurité pour un confort d'utilisation optimal. Son panneau de commande est volontairement simple et fonctionnel pour une mise en service rapide et une utilisation quotidienne. Cela permet au praticien de se consacrer pleinement au patient sans avoir à programmer des fonctions complexes. Les modes monopolaires et bipolaires ainsi que la puissance de coagulation font de l'ELECTROCUT200 le bistouri de choix pour le généraliste.

Accessoires standards :

- Cordon secteur: norme européenne
- Cordon plaque: indifférente
- Plaque indifférente
- pédale
- Manche porte-électrode stérilisable
- Cordon monopolaire 4m stérilisable
- Electrode aiguille
- Electrode boule

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Electrode couteau
- Electrode anse.

Accessoires optionnels :

- Manche pour épilation
- Electrode épilation
- Adaptateur bipolaire
- Cordon bipolaire 2m 50 stérilisable
- Pince bipolaire droite: 200 mm x 1 mm
- Pince bipolaire: 200 mm x 1 mm.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/3146-bistouri-electrique-modele-electrocut-200.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com