

FICHE PRODUIT



Echographe portable numérique MINDRAY, Modèle DDP 3300

Référence : MIN-DDP-3300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

1. Technologie d'avant-garde pour les sondes : les technologies multifréquences et larges bandes procurent à cet échographe une image ,de haute qualité pour toutes les applications.
2. La Sonde électronique linéaire jusqu'à 10 Mhz, permet d'obtenir des images de hautes résolutions des organes superficiels (seins, yeux, vaisseaux périphériques, thyroïde).
3. Design excellent et ergonomique pour cet échographe :
4. Fonction IP : Image process, ajustement intelligent du TGC 4 segments, Zoom panoramique en temps réel.

Configuration standard :

- * Unité centrale DDP-3300
- * Moniteur: 10 pouces
- * Un connecteurs de sondes
- * 128 images Cineloop
- * stockage de 16 images
- * plus de 200 programmes de calculs, de traitement et de gestion obstétricaux.
- * Logiciels de calculs et de mesures
- * Sonde électronique convexe multifréquences : CA 3.5 MHz / R 50 (2.0 / 3.5 / 6.0 MHz)

Sonde Multifréquences: Convexe (2.0 / 3.5 / 6 Mhz); **En option:** Linéaire (5.0 / 7.5 / 10 Hz) Micro

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

convexe (2.0 / 3.5 / 6 Mhz) Endocavitaire (5 / 6.5 / 8.0 Mhz)

Type de sondes :

- Sonde convexe : CA 3.5 MHz / R 50 (2.0 / 3.5 / 6.0 MHz)
- Sonde endocavitaire : EV 6.5 MHz / R10 (5.0 / 6.5 / 8.0 MHz)
- Sonde Linéaire: LA7.5 MHz / L38 (5.0 / 7.5 / 10 MHz)

Options :

- * Sonde linéaire : LA7.5 MHz / L38 (5.0 / 7.5 / 10 MHz)
- * Sonde endocavitaire : EV 6.5 MHz / R10 (5.0 / 6.5 / 8.0 MHz)
- * Sonde micro-convexe : CA 3.5 MHz / R20 (2.0 / 3.5 / 6.0 MHz)
- * Guide à biopsie pour toutes les sondes
- * Chariot mobile

Description générale :

- Mode d'affichage : B, B+B, B+M, M
- échelle de gris : 256 niveaux
- Ecran: 10 pouces
- Plage de fréquences des sondes: 2.0 à 10.0 MHz
- Connecteur de sondes : 1 (en configuration standard) 2 (en option)

Formation du faisceau :

- Formation de faisceaux numérique (DBF)
- Mise au point dynamique en réception (DRF)
- Possibilité de concentration sur 16 plans traversés
- Balayage dynamique des fréquences (DFS)
- Ouverture dynamique en temps réel (RDA)
- Apodization dynamique en réception (DRA)
- Angle de balayage: De 40 à 128 degrés (en fonction des sondes)
- Profondeur de pénétration (mm): De 25.9 à 246 (en fonction des sondes)

Traitement de l'image

Pré à traitement

- Plages dynamiques
- Amélioration des contours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Corrélation des images
- Lissage
- Ajustement du TGC sur 4 segments
- IP : traitement de l'image
- Ajustement de la puissance du signal acoustique
- Sélection de l'angle de balayage
- Sélection : haute résolution / meilleure image

Post traitement :

- Echelle de gris (fenêtrage)
- Inversion droite / gauche
- Inversion Haut / bas

Calculs et mesures :

- Mode B: Distance, circonférences, surfaces, volumes, angles, volume urinaire résiduel, histogrammes, profils, S%
- Mode M: Distance, temps, vitesse, fréquence cardiaque (2 cycles)
- Logiciels : Abdomen, gynécologie, obstétrique, parties molles, IVF, vaisseaux périphériques, orthopédiques, échographie interventionnelle.

Solutions OB/GYN complète :

- Plusieurs table OB (18 sélections possibles)
- accroissement OB, multiple EFBW, logiciel d'analyse des jumeaux, courbes de croissance, logiciel pour FBP.
- Poids net 11 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-portable/3149-echographe-numerique-portable-mindray-modele-ddp-3300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com