


FICHE PRODUIT

Echographe numérique portable MINDRAY, Modèle DDP 3300 Vet

Référence : MIN-DDP-3300VET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'échographe numérique DDP-3300 Vet, conçue pour des applications vétérinaires, bénéficie de la même technologie numérique que l'échographe numérique DDP-3300. Il est fourni avec des logiciels pour chiens, chats, chevaux, bovins, ovins.

Sonde Multifréquences : Convexe (2.0 / 3.5 / 6 Mhz) ou sonde micro convexe (5.0 / 6.5 / 8.0 Mhz)

En option :

- * Linéaire (5.0 / 7.5 / 10 Hz)
- * Micro convexe (2.0 / 3.5 / 6 Mhz)
- * Endocavitaire (5 / 6.5 / 8.0 Mhz)
- * En option : charriot mobile, Guide à biopsie pour les sondes.

Fonctions :

- * 128 images Cineloop
- * stockage de 16 images
- * deux ports USB
- * Fonction IP (Image process): traitement de l'image

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Configuration standard :

- * Unité centrale DDP-3300
- * Moniteur 10 pouces
- * Un connecteurs de sondes
- * 128 images Cineloop
- * stockage de 16 images
- * 02 ports USB
- * plus de 200 programmes de calculs, de traitement et de gestion.
- * Logiciels de calculs et de mesures
- * Sonde électronique convexe multifréquences : CA 3.5 MHz / R 50 (2.0 / 3.5 / 6.0 MHz) ou sonde électronique micro-convexe multifréquences : 65C15EAV / R 15 (2.0 / 3.5 / 6.0 MHz)

Options :

- * Sonde linéaire : LA7.5 MHz / L38 (5.0 / 7.5 / 10 MHz)
- * Sonde endocavitaire : 75L50EAV / L50 (5.0 / 7.5 / 10 MHz)
- * Sonde micro-convexe : CA 3.5 MHz / R20 (2.0 / 3.5 / 6.0 MHz)
- * Guide à biopsie pour toutes les sondes
- * Charriot mobile

Spécifications techniques :**Description générale :**

- * Mode d'affichage : B, B+B, B+M, M
- * échèle de gris : 256 niveaux
- * écran: 10 pouces
- * Plage de fréquences des sondes: 2.0 à 10.0 MHz
- * Connecteur de sondes : 1 (en configuration standard) 2 (en option)
- * Formation du faisceau : Formation de faisceaux numérique (DBF)
- * Mise au point dynamique en réception (DRF)
- * Possibilité de concentration sur 16 plans traversés
- * Balayage dynamique des fréquences (DFS)
- * Ouverture dynamique en temps réel (RDA)
- * Apodization dynamique en réception (DRA)
- * Angle de balayage: De 40 à 128 degrés (en fonction des sondes)
- * Profondeur de pénétration (mm): De 25.9 à 246 (en fonction des sondes)

Traitement de l'image

Pré à traitement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Plages dynamiques
- Amélioration des contours
- Corrélation des images
- Lissage
- Ajustement du TGC sur 4 segments
- IP : traitement de l'image
- Ajustement de la puissance du signal acoustique
- Sélection de l'angle de balayage

Post traitement :

- échelle de gris (fenêtrage)
- Inversion droite / gauche
- Inversion Haut / bas

Fonctions :

- * Cine loop: Stockage de 128 images dans la mémoire CinéLoop
- * Zoom : Zoom panoramique en temps réel et sur images figées
- * Stockage d'image intégré : Possibilité de stockage jusqu'à 16 images

Calculs et mesures : * Mode B: Distance, circonférences, surfaces, volumes, angles, volume urinaire résiduel, histogrammes, profils, S%

- * Mode M: Distance, temps, vitesse, fréquence cardiaque (2 cycles)
- * Logiciels : chiens, chats, chevaux, bovins, ovins

Type de sondes :

- * Sonde convexe : CA 3.5 MHz / R 50 (2.0 / 3.5 / 6.0 MHz)
- * Sonde endocavitaire : 75L50EAV / L50 (5.0 / 7.5 / 10MHz)
- * sonde Micro convexe: 65C15EAV / R 15 (5.0 / 6.5 / 8.0 MHz)
- * sonde Micro convexe: CA 3.5 MHz / R 20 (2.0 / 3.5 / 6.0 MHz)
- * Sonde Linéaire: LA7.5 MHz / L38 (5.0 / 7.5 / 10 MHz)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3150-echographe-numerique-portable-mindray-modele-ddp-3300-vet.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com