

FICHE PRODUIT

Echographe numérique MINDRAY, Modèle DDP 8800

Référence : MIN-DDP-8800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'échographe numérique DDP-8800 est le système d'imagerie de diagnostic à ultrasons numérique révolutionnaire. Il combine à la fois une technologie d'imagerie numérique avancée, et un design ergonomique et remarquable. Il comprend plusieurs logiciels d'analyses, de mesures, et de puissantes fonctions qui font que cet échographe convienne pour l'échographie abdominale, gynécologique, IVF, urologie, partie molle, de la tête, de la hanche, et l'échographie musculo-squelettale

En se concentrant sur les besoins cliniques actuels, l'échographe numérique DDP-8800 fournit des mesures professionnelles ; et les logiciels d'analyses permettent d'étendre ses applications à des champs plus larges.

Solution OB (obstétricale) complète : plusieurs table OB (18 sélections possibles) ; accroissement OB, Multiple EFBW, logiciel d'analyse des jumeaux, courbes de croissance, logiciel pour FBP.

Fonctions:

- * 128 frames cineloop avec lecture automatique et manuelle
- * Zoom panoramique en temps réel/li>
- * Possibilité de stocker plus de 100 000 images
- * Lecteur de disquettes 3.5 pouces pour mise à jour et stockage
- * Diagnostique off line

Sondes Multifréquences:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Convexe (2.5 / 3.5 Mhz)
- * Linéaire (7.5 / 8,5 Mhz)
- * Endocavitaire (5.0 / 6.5 Mhz)/li>
- * poids: 55 Kg

Options:

- * Ecran: 14"
- * reprographe
- * Pédale de gel
- * Guide à biopsie pour les sondes

Options :

- * Sonde linéaire : LA7.5 MHz / L38 (5.0 / 8.5 MHz)
- * Sonde endocavitaire : EV 6.5 MHz / R10 (5.0 /, 6.5 MHz)
- * Moniteur 14 pouces
- * Pédale pour geler l'image
- * Guide pour sondes

Spécifications techniques :**Description générale :**

- * Mode d'affichage : B, B+B, B+M, M
- * Echèle de gris : 256 niveaux
- * Ecran: 10 / 14 pouces
- * Plage de Fréquences des sondes: 2.0 à 8.5 MHz
- * Connecteur de sondes : 2 (en configuration standard)
- * Formation du faisceau : Formation de faisceaux numérique (DBF)
- * Mise au point dynamique en réception (DRF)
- * Possibilité de concentration sur 16 plans traversés
- * Balayage dynamique des fréquences (DFS)
- * Ouverture dynamique en temps réel (DRA)
- * Apodization dynamique en réception (DRA)
- * Angle de balayage: De 40 à 150 degrés (en fonction des sondes)
- * Profondeur de pénétration (mm): De 25.9 à 246 (en fonction des sondes)

Traitement de l'image

- Pré à traitement
- * Plages dynamiques
- * Amélioration des contours
- * Corrélation des images
- * Lissage
- * Corrélation linéaire
- * Sélection : haute résolution / meilleure image

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Sélection de l'angle de balayage

Post traitement :

- * échelle de gris (fenêtrage)
- * Correction gamma
- * Rejection
- * Inversion droite gauche
- * Inversion Haut / bas

Fonctions :

- * CinéLoop: Stockage de 128 images dans la mémoire CinéLoop
- * Zoom : Zoom panoramique en temps réel et sur images figées
- * Stockage d'image intégré : Possibilité de stockage jusqu'à 100 000 images

Calculs et mesures :

- * Mode B: Distance, circonférences, surfaces, volumes, angles, volume urinaire résiduel, histogrammes, profils, S%
- * Mode M: Distance, temps, vitesse, fréquence cardiaque (2 cycles)
- * Logiciels : Abdomen, gynécologie, obstétrique, parties molles, vaisseaux périphériques, échographie interventionnelle.

Type de sondes:

- * Sonde convexe : CA 3.5 MHz / R 50 (2.5 / 3.5 MHz)
- * Sonde endocavitaire : EV 6.5 MHz / R10 (5.0 / 6.5 MHz)
- * Sonde linéaire : LA7.5 MHz / L38 (7.5 / 8.5 MHz)

Autres :

- * Alimentation : 100 à 240 VAC+/-10% 50 / 60 Hz
- * Dimensions (mm): 480 (W) x 640 (L) x 1250 (H)
- * Poids : 55 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3153-echographe-numerique-mindray-modele-ddp-8800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com