

FICHE PRODUIT



Echographe numérique MINDRAY, Modèle DDP 9900 Plus

Référence : MIN-DDP-9900

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fonctions :

- Mémoire Ciné loop 256 images
- Possibilité de stocker plus de 100 000 images
- Lecteur de disquette 3.5 pouces pour stockage des images et mise à jour du système.
- Zoom panoramique en temps réel et dans l'état figé
- Possibilité de mise à jour Technologie d'imagerie numérique avancée :
- Formation de faisceaux numérique (
- DBF) Mise au point dynamique en réception (DRF)
- Balayage dynamique des fréquences (
- DFS) Ouverture dynamique en temps réel (DRA)
- Apodization dynamique en réception (DRA)

Configuration standard :

- Unité centrale DDP-9900
- Moniteur 14 pouces
- Deux connecteurs de sondes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 256 images Cineloop
- Média de stockage d'images embarqué
- Lecteur de disquette 3.5 pouces pour stockage des images et mise à jour du système
- Logiciels de calculs et de mesures
- Sonde électronique convexe multifréquences : CA 3.5 MHz / R 50 (2.5 / 3.5 MHz)
- Pédale pour geler l'image
- Guide pour sondes

Spécifications techniques :

Description générale :

- Mode d'affichage : B, B+B, B+M, M
- Echelle de gris : 256 niv
- Eaux Ecran: 14 pouces
- Plage de fréquences des sondes: 2.0 à 8.5
- MHz Connecteur de sondes : 2 (en configuration standard)
- Formation du faisceau : Formation de faisceaux numérique HIFI (HDBF)
- Mise au point dynamique pixel par pixel en réception (PDRF)
- Possibilité de concentration sur 16 plans traversés
- Angle de balayage: De 40 à 150 degrés (en fonction des sondes)
- Profondeur de pénétration (mm): De 25.9 à 246 (en fonction des sondes)

Traitement de l'image

Pré à traitement : Plages dynamiques, Amélioration des contours, Corrélation des images, Lissage, Corrélation linéaire, Sélection : haute résolution / meilleure image * Sélection de l'angle de balayage

Post traitement: Echelle de gris (fenêtrage), Correction gamma, Rejection, Inversion droite gauche, Inversion Haut / bas

Fonctions:

- Cineloop: Stockage de 256 images dans la mémoire CinéLoop
- Zoom : Zoom panoramique en temps réel et sur images figées
- Stockage d'image intégré : Possibilité de stockage jusqu'à 100 000 images

Calculs et mesures:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mode B: Distance, circonférences, surfaces, volumes, angles, volume urinaire résiduel, histogrammes, profils, S%
- Mode M: Distance, temps, Vitesse, fréquence cardiaque (2 cycles)
- Logiciels : Abdomen, gynécologie, obstétrique, parties molles, cardiologie, hanche, vaisseaux périphériques, échographie interventionnelle.
- Alimentation : 100 à 240 VAC+/-10%, 50 / 60 Hz
- Dimensions (mm): 630 (W) x 915 (L) x 1240 (H)
- Poids : 56 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3154-echographe-numerique-mindray-modele-ddp-9900-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com