

FICHE PRODUIT



Echographe Doppler couleur Mindray DC-6 Expert sur chariot avec imagerie 3D

Référence : SOC-MIN-DC6E

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Echographe Doppler couleur Mindray DC-6 Expert : performance clinique et flux de travail intelligent

L'**échographe Doppler couleur DC-6 Expert de Mindray**, distribué par SOCIMED, offre un niveau élevé de productivité et de précision grâce à ses techniques de traitement d'image optimales et à son programme de solutions cliniques. Conçu autour d'une plate-forme à ultrasons intelligente, il relie l'opérateur, le patient et le système pour une confiance diagnostique inégalée, tout en améliorant la rentabilité et le confort d'examen.

Une imagerie 3D et des applications cliniques complètes

Le DC-6 Expert intègre la **3D avec un logiciel compatible avec toutes les sondes**. Il bénéficie des technologies éprouvées de Mindray pour couvrir un large éventail d'applications : cardiaque, vasculaire, abdominale, obstétrique et gynécologie, urologie. Ses fonctions puissantes restent simples à utiliser, pour un diagnostic professionnel fiable au quotidien.

Technologies logicielles embarquées

- **THI (Tissue Harmonic Imaging)** : imagerie harmonique tissulaire pour une meilleure résolution de contraste.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **iTouch** : optimisation automatique de l'image en une touche.
- **iStation** : gestion et archivage intelligents du dossier patient.
- **Module 3D iScape** : imagerie panoramique.
- **Module cardiaque, module ECG et module vasculaire** avec option d'image trapézoïdale.
- **Logiciel multilingue**, disponible en français.

Modes Doppler disponibles

Doppler couleur, Doppler énergie, Doppler énergie directionnel et Doppler continu, pour une exploration complète des flux vasculaires et cardiaques.

Un large choix de sondes multifréquences (2 à 12 MHz)

- Convexe 4C5A (2 à 6 MHz)
- Linéaire 7L4A (5 à 10 MHz)
- Linéaire 7L6 (5 à 10 MHz)
- Linéaire 10L4 (8 à 12 MHz)
- Endovaginale 6CV1 (5 à 8 MHz)
- Endorectale 6LE7 (5 à 8 MHz)
- Bi-plan endorectale 6LB7 (5 à 8 MHz)
- Micro-convexe 3C1 (2,5 à 6 MHz)
- Micro-convexe 6C2 (5 à 8 MHz)
- Phased Array 2P2 (2 à 4 MHz)
- Peropératoire en T 7LT4 (5 à 10 MHz)

Ergonomie et confort d'examen

Le DC-6 Expert intègre de nombreuses innovations ergonomiques. Son **moniteur TFT 15 pouces haute résolution à angle de vue large**, monté sur un **bras omnidirectionnel**, s'adapte à toutes les positions d'affichage pour éliminer la fatigue liée aux examens quotidiens. La fonction **iP** permet de préconfigurer des groupes de paramètres d'ajustement d'image selon les préférences de chaque utilisateur.

Caractéristiques techniques

- **Écran** : 15 pouces TFT haute définition, bras omnidirectionnel
- **Imagerie 3D** : intégrée, compatible toutes sondes
- **Sondes** : multifréquences de 2 à 12 MHz (4 connecteurs)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Stockage** : disque dur 80 Go, graveur CD-R/RW
- **Connectivité** : Full DICOM et PACS, ports USB 2.0
- **Formats d'image** : BMP, JPEG, TIFF, DICOM
- **Formats ciné-loop** : ULT, AVI, DICOM
- **Poids** : 56 kg (système sur chariot)
- **Référence** : SOC-MIN-DC6E

SOCIMED, votre fournisseur d'échographes Doppler couleur

SOCIMED distribue les échographes Mindray auprès des hôpitaux, cliniques, cabinets de radiologie, maternités et ONG en France, en Belgique et en Afrique francophone. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé, une démonstration ou pour définir la configuration de sondes adaptée à votre spécialité.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/3155-echographe-doppler-couleur-modele-dc-6-expert.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com