

FICHE PRODUIT



Echographe Doppler couleur modèle DC-6

Référence : MIN-DC6

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Technologie avancée

- Le DC-6 fournit des images brillantes en couleur et repère les structures anatomiques en mode 2D. Le puissant système de traitement d'images à multifaisceaux parallèles (MBP) augmente la résolution temporelle et la cadence d'image en temps réel, tout en rassemblant l'information utile pour reconstruire des images de haute qualité.
- L'optimisation parfaite des tissus cellulaires (FTO) élimine le bruit, améliore le rapport signal/bruit et souligne les parois des images.
- Le TSF (Transmitting Spectrum Focusing) diminue considérablement le lobe latéral tout en améliorant la résolution spatiale et temporelle. Élimination presque totale des artéfacts de retrodiffusion et meilleure définition des textures tissulaires, des bords et interfaces pour des résultats plus précis grâce au ITA (Innovative Transmitting Apodization).
- L'AVI (Accurate Vessel Imaging) distingue automatiquement le signal subtil Doppler des tissus cellulaires sanguins afin de former des images de haute résolution. Application clinique professionnelle. Le DC-6 fournit une performance et une polyvalence excellente grâce à sa gamme complète de modules d'imagerie, de logiciels et de transducteurs. Le système a été étendu à des applications plus larges et plus professionnelles avec des caractéristiques telles que : le Smart 3D, le Module 3D iScape Panoramic, Module ECG, Module vasculaire avec option d'image trapézoïdale etc...

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Doppler continu (CW): Augmente le diagnostic hémodynamique à l'application cardiaque professionnelle, particulièrement maladies de cœur congénitales, offrant une exactitude et une fiabilité plus cliniques.
- Smart3D: Améliore les capacités diagnostiques afin de mieux observer, analyser et diagnostiquer avec une confiance supplémentaire.
- Module 3D iScape Panoramic: L'imagerie panoramique étend le champ de visualisation des vaisseaux, muscles, masses et organes étudiés et permet ainsi de mieux apprécier les structures anatomiques et leurs relations. Lorsque cette fonction est active l'utilisateur peut effectuer des zooms, des panoramiques, relire les séquences d'images et faire pivoter les images.
- Module vasculaire avec option d'image trapézoïdale : offre un champ visuel trapézoïdal dans le but d'agrandir l'angle de vue de l'imagerie linéaire. * Imagerie harmonique, ultrason guidé par biopsie, module ECG.
- Cine loop: AVI, DICOM, CIN.
- Cine save: M/PM

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3156-echographe-doppler-couleur-modele-dc-6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com