

FICHE PRODUIT

Pousse seringue électrique Modèle AJ5803

Référence : SOC-AJ5803

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

DESCRIPTION

Le pousse seringue électrique Modèle AJ5803 est un Instrument utilisé pour maintenir un débit régulier lorsque des médicaments ou des liquides sont administrés dans l'organisme par voie intraveineuse.

Cet appareil permet de perfuser en continu, à débit constant un soluté ou un médicament.

Conçu pour optimiser la perfusion de grands volumes, il est utilisé pour administrer au patient de façon continue ou non des médicaments très divers pendant une durée souvent supérieure à 24 heures.

Cet appareil est indispensable lorsque des solutions doivent être administrées avec une haute précision et une basse pression.

C'est un produit conçu pour être utilisé dans tous les services d'un établissement hospitalier, et en particulier en Réanimation-Soins intensifs, Anesthésie, Chirurgie, Chimio-thérapie, Médecine interne, Gastro-entérologie, Urgence, Gynécologie, Pédiatrie, Hospitalisation à domicile (HAD).

De plus, il est largement et plus principalement utilisé pour les injections intraveineuses, les injections intra-artérielles, les injections radiographiques et du péritonéal moyen, les perfusions d'anesthésie, et dans différents départements de chirurgie générale et de services internes de médecine.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

C'est une gamme de produits dotée d'une technologie de pointe et des systèmes alarmants automatisés multifonctionnels.

Il possède également de nombreux avantages tant au niveau de son apparence, sa fonction et sa fiabilité qu'au niveau de sa stabilité comparée à d'autres produits de mêmes niveau, particulièrement lors d'une micro-infusion précise de longue durée ne pouvant être réalisée de manière conventionnelle.

Fiche technique:

Température Ambiante: 5°C - 40°C.

Alimentation électrique: AC 220V 50Hz or DC 12V (AC110V fournit si nécessaire).

Consommation électrique: moins de 25 VA.

Seringues appropriées: seringues 20ml, 50/60ml ou 100ml à usage unique.

Compatible avec plusieurs modèles de seringues.

Limite de perfusion:

- 0.1ml/h-150ml/h (avec seringues de 20ml) par incréments de 0.1 ml/h.
- 0.1ml/h-300ml/h (avec seringues de 50/60ml) par incréments de 0.1 ml/h.
- 0.1ml/h-300ml/h (avec seringues de 100ml) par incréments de 0.1 ml/h.

Précision Seringues: précision Mécanique sur les seringues $\pm 5\%$.

Alarmes:

- **Sonores avec indicateurs visuels mise en marche dans les cas suivants:** obstruction de la seringue, seringue vide, arrêt de l'alimentation, décharge de la batterie, fin de perfusion.

Accessoires inclus:

- 3 principaux câbles d'alimentation standard.
- Le Pole Clamp intraveineux.
- DC 12v.
- 2 connecteurs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tubulures à usage unique pour assurer la liaison entre la seringue et le cathéter.

Batterie: en moyenne 4 h d'autonomie à un débit de 50 ml/h.

- Avec batterie rechargeable Ni-MH.

Dimensions (L x B x H): 335 x 142 x 120 (mm).

Poids: 2.5 kg / 5.5"

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/3157-pousse-seringue-electrique-modele-aj5803.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com