

FICHE PRODUIT



Table Opération universelle modèle hz-3001

Référence : SOC-HZ-3001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table Opération universelle modèle HZ-3001.

- Dimensions de la table : 2100 x 480 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/3162-table-d-operations-universelle-modele-hz-3001.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com