

FICHE PRODUIT

Table Opération universelle multifonction modèle jt-2b

Référence : SOC-JT-2A

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

La table d'opération JT-2B a une désignation concentrée sur la pratique clinique, par l'adoption de techniques hydrauliques uniques, car les commandes sont manœuvrées via des commandes de tête, qui sont très flexibles en fonctionnement, l'ajustement de la posture de la table est obtenu par simple pression. les commandes manuelles.

Outre le plateau et tous les boîtiers sont fabriqués en acier inoxydable de qualité supérieure, la table utilise un matelas bien cousu, afin d'offrir un confort aux patients et de faciliter le nettoyage.

Le plateau de table peut être glissé au niveau longitudinal pour réaliser toute la gamme de fluoroscopie et de photographie à rayons X. En équipant d'un large choix d'accessoires, cette table est capable de répondre à différents types de chirurgies et devient une table chirurgicale à hautes performances.

Données techniques:

Longueur et largeur du plateau : 2020*480 mm

Maximum minimum. Hauteur du plateau : 630*910mm

Décalage longitudinal du plateau de table : 0-300 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Inclinaison latérale : vers la gauche $\geq 15^\circ$, vers la droite $\geq 15^\circ$
Trendelenburg/Trendelenburg inverse : avant $\geq 20^\circ$, arrière $\geq 15^\circ$
Partie tête : vers le haut $\geq 35^\circ$, téléchargement $\geq 40^\circ$, détachable
Section hack : vers le haut $\geq 75^\circ$, téléchargement $\geq 15^\circ$
Relève-jambes : téléchargement 0-90°, bifurcation 0-180°, amovible
Élévation du pont rénal : ≥ 120 mm,
Poids brut : 350kg
Mesure : 2080x780x 980mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/3164-table-d-operations-universelle-modele-jt-2b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com