

FICHE PRODUIT



Cônes unibox, en rack 133x96x62

Référence : SOC-RPP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Cônes UNIBOX, en rack 133 x 96 x 62.

- Autoclavable de nombreuses fois, 20 min à 121°C.
- Couleur bleu.
- Condition minimum de vente: 10 racks.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-unibox-en-rack/3165-cones-unibox-en-rack133x96x62.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com