

FICHE PRODUIT



Duplicateur de film radiographique

Référence : SOC-DFR001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du duplicateur de film radiographique:

- Ce duplicateur de films doit être utilisé exclusivement dans la chambre noire (de développement).
- Une lumière rouge facilite l'insertion du film.
- Le film est exposée par des tubes fluorescents de 2 x 15 W.
- Alimentation de l'appareil: 230V - 50 Hz.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/duplicateurs-de-films/3187-duplicateur-de-film-radiographique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com