

FICHE PRODUIT



Racks vides spécifiques pour rack edl-rer10 et edl- rer10 I

Référence : EDL-RBOX10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Racks vides spécifiques à recharge express pour rack EDL-RER10 et EDL-RER10L. * Couleur mauve,
* Condition minimum de vente: 10

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/recharges-express-pour-rack/3188-racks-vides-specifiques-pour-rack-edl-rer10-et-edl-rer10-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com