

FICHE PRODUIT



Cassette standard de radiographie 20 x 40 cm

Référence : SOC-300039

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques

- Dimensions: 24(L) x 3(H) x 43(P) cm
- Volume: 0,0031 cm³
- Poids: 1,37 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-standards/3195-cassette-standard-de-radiographie-20-x-40-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com