

FICHE PRODUIT



Cassette standard de radiographie 18 x 43 cm

Référence : SOC-300042

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Dimensions: 22(L) x 3(H) x 47(P) cm
- Volume: 0,0031 cm³
- Poids: 1,36 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-standards/3197-cassette-standard-de-radiographie-18-x-43-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com