


**FICHE PRODUIT**



## Lamelle couvre-objet en verre borosilicaté Menzel 22x22mm épaisseur n°1

Référence : SOC-LC02222

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

### Lamelles standards, Carées, 22 x 22mm

#### Caractéristiques :

- \* Lamelles lavées, dégraissées, en verre blanc;
- \* Conformes à la norme ISO 8255;
- \* Epaisseur régulière type #1 : 0,13 à 0,16mm;
- \* Lamelles livrées en boîte plastique les protégeant de la poussière et des chocs;
- \* Conditionnement: 5 boîtes 200 pièces;
- \* Condition minimum de vente: Carton 1 000 pièces.
- \* Poids: 0.5kg

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/lamelles-standards/3209-lamelles-standards-caree-22-x-22mm.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 0         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com