


FICHE PRODUIT



Cassette grille antidiffusante 35 x 35 cm

Référence : SOC-3614435

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Descriptif:

- L'utilisation des cassettes grilles antidiffusantes permet d'améliorer le contraste et la qualité de l'image radiographique en absorbant les rayonnements diffusés.
- Ces cassettes grilles antidiffusantes sont utilisées sur des systèmes qui ne comportent pas de statif à grilles.
- Elles sont identiques aux cassettes de radiographie standard, et ont en plus la grille antidiffusante intégrée.
- Cette cassette grille s'utilise comme une cassette radiographique standard en fonction des dimensions du film utilisé.

Caractéristiques:

Dimensions: 35 x 35cm;

34 lames de plombs parallèles par cm

Foyer: 105cm.

Dimensions: 40(L) x 3(H) x 40(P) cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Volume: 0,0048 cm³**Poids:** 3,15 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-grilles/3210-cassette-grille-antidiffusante-35-x-35-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com