


FICHE PRODUIT

Cassette grille antidiffusante 30 x 40 cm

Référence : SOC-3614440

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Descriptif:

L'utilisation des cassettes grilles antidiffusantes permet d'améliorer le contraste et la qualité de l'image radiographique en absorbant les rayonnements diffusés. Ces cassettes grilles antidiffusantes sont utilisées sur des systèmes qui ne comportent pas de statif à grilles. Elles sont identiques aux cassettes de radiographie standard, et ont en plus la grille antidiffusante intégrée. Cette cassette grille s'utilise comme une cassette radiographique standard en fonction des dimensions du film utilisé.

Caractéristiques:**Dimensions:** 30 x 40cm**34 lames de plombs parallèles par cm****Foyer:** 105cm.**Dimensions:** 34(L) x 3(H) x 4(P) cm**Volume:** 0,0044 cm³**Poids:** 2 kg**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-grilles/3211-cassette-grille-antidiffusante-30-x-40-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com