


FICHE PRODUIT

Cônes standards en vrac: 100 - 1250µl non gradué

Référence : EDL-LAMBDA1250BV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes standards en vrac de capacité: 100 - 1250µL non gradué; Pointe coupée (droite), compatible avec les principales marques de micropipettes du marché. Cônes en polypropylène vierge. Couleur bleu; Fabrication et conditionnement totalement automatisé donc pas de contaminants. * Niveau d'endotoxine < 0,05 EU/ml, * absence de Rnase et de Dnase, * absence de protéase, * niveau d'ADN humain < 1 pico gramme, * niveaux de métaux lourds < 1 ppm, * autoclavable à 121°C pendant 20 min. * Conditionnés en cartons de 10 sacs refermables de 1000 cônes. * Condition minimum de vente: 1 sac de 1000.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-standards-en-vrac/3221-cones-standards-en-vrac-100-1250-l-non-gradue.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com