

FICHE PRODUIT

Photomètre de flamme FP 20

Référence : SOC-PHO-FP20

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Photomètre de flamme FP 20

- * Appareil pour la détermination des électrolytes sur sérum et urine.
- * Détermination de Na - K (avec étalon interne de lithium) et de Li (avec étalon interne de potassium) : Na 0-250 mEq/lit K 0-10 mEq/lit Li 0-2,5 mEq/lit.
- * Allumage automatique de la flamme avec dispositif de protection.
- * Gestion par microprocesseur avec mémorisation jusqu'à 5 programmes de travail.
- * ZERO et CALIBRATION automatiques.
- * Contrôle électronique du niveau de la flamme.
- * Dégivrage automatique du compresseur.
- * Système de sécurité (blocage du gaz en cas d'absence de flamme).
- * DILUTEUR intégré pour la préparation des échantillons de sérum et d'urine.
- * Volume de l'échantillon (sérum ou urine) 10 µl.
- * Imprimante à papier thermique intégrée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le Photomètre de flamme FP 20 est livré avec :

- * Compresseur d'air ;
- * Ensemble de tuyaux AIR/GAZ ;
- * Kit pour la réalisation de 1000 TESTS;
- * Kit pour la maintenance ordinaire;
- * Manuel d'emploi.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/ionogrammes/3223-photometre-de-flamme-fp-20.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com