


FICHE PRODUIT

Grille anti-diffusante interne, 35 x 43 cm

Référence : SOC-3714443

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Descriptif:

L'utilisation des grilles anti-diffusantes fixe (stationnaire) internes permet d'améliorer le contraste et la qualité de l'image radiographique en absorbant les rayonnements diffusés. Ces grilles anti-diffusantes sont utilisées sur des systèmes qui ne comportent pas de statif à grilles. Elles sont construites à base d'aluminium hautement radio transparent avec des lames de plombs intercalées.

Construction solide: La surface en métal laqué protège la grille des chocs physiques.

Cette grille s'insère dans la cassette radiographique en fonction des dimensions du film utilisé.

Caractéristiques:

Dimension: 35 x 43cm;

34 lames de plombs parallèles par cm

Foyer: 105cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/grilles-anti-diffusantes/3224-grille-anti-diffusante-interne-35-x-43-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com