


FICHE PRODUIT



Recharge express pour rack edl- lambda200nv

Référence : EDL-RER200G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Recharge express pour rack edl-lambda200nv est un système de Recharge Express pour Rack de 10 plateaux de 96 cônes EDL-LAMBDA200NV, pour les cônes de 1 à 200µl; Composé d'un chargeur métallique sur lequel on positionne une recharge de cônes. * Chargeur et rack autoclavables, * Couleur naturel, * Diminution du volume de déchets, * diminution du volume de stockage, * système économique et gain de temps considérable, * Condition minimum de vente du Recharge express pour rack edl-lambda200nv: 960.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/recharges-express-pour-rack/3232-recharge-express-pour-rack-edl-lambda200nv.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com