

FICHE PRODUIT



Béquille modèle GCW7936L

Référence : SOC-GCW7936L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Béquille modèle GCW7936L

- * Taille: 120 cm
- * Poids net: 0.3 kg
- * Dimensions: 35x20x26 cm
- * Par carton: 40 pièces
- * Poids brut: 13 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aide-a-la-marche/3252-bequille-modele-gcw7936l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com