

FICHE PRODUIT



Canne, Modèle GCW7910L

Référence : SOC-GCW7910L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Taille: 89 cm
- Poids net: 0.3 kg
- Dimensions: 94x28x15 cm
- Pièces dans un carton: 20
- Poids brut: 7 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aide-a-la-marche/3255-canne-modele-gcw7910l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com