

FICHE PRODUIT

Déambulateur (Assistant de déplacement), Modèle GCW7915L

Référence : SOC-GCW7915L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Longueur: 57 cm
- Largeur: 60 cm
- Taille: 74.5-92 cm
- Poids net: 2.6 kg
- Dimensions: 58x18x81 cm
- Pièces dans un carton: 2
- Poids brut: 7 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aide-a-la-marche/3256-assistant-de-deplacement-modele-gcw7915l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com