


FICHE PRODUIT



Cellule thoma double

Référence : SOC-CTDP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cellule THOMA, Double, qualité PRECISS;

- Livrées en boîte individuelle avec 2 lamelles planées pour la qualité standard
- Dimension de la grille: 1 x 1mm
- Profondeur de la grille: $0,1 \pm 0,001\text{mm}$
- Volume total: 0,1?l
- Surface du plus petit carrée: $0,0025\text{mm}^2$.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/cellules-a-numeration-reutili/3265-cellule-thoma-double-preciss.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com