

FICHE PRODUIT

Eosine en solution aqueuse à 1%

Référence : RER-3127402500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Eosine aqueuse 1% stabilisée REACTIFS RAL pour une Coloration rapide des parasites tissulaires et sanguicoles en biologie médicale et vétérinaire.

Conditionnement minimum de vente: 2500 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-des-frottis-sanguins/3269-eosine-aqueuse-1-stabilisee-2500-ml.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com