

FICHE PRODUIT



Bleu de méthylène ral 555 - 1000 ml

Référence : RER-3616501000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Bleu de méthylène RAL 555, REACTIFS RAL

Il est utilisé pour une coloration rapide des parasites tissulaires et sanguicoles en biologie médicale et vétérinaire.

Conditionnement minimum de vente: 1000 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-des-frottis-sanguins/3271-bleu-de-methylene-ral-555-1000-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com