

FICHE PRODUIT

Eosine Ral 555 - 2500 ml

Référence : RER-3616402500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Éosine RAL 555, REACTIFS RAL

Il est utilisé pour une coloration rapide des parasites tissulaires et sanguicoles en biologie médicale et vétérinaire.

Conditionnement minimum de vente: 2500 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-des-frottis-sanguins/3273-eosine-ral-555-2500-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com