

FICHE PRODUIT



Film pour radiologie dentaire intra-oral 3 x 4 cm

Référence : OGA-D34

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

* 1 boîte * classe de vitesse E

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/films-radiographiques-conventionnel-kodak/3274-film-radiographique-dentaire-intraoral-3-x-4-cm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com