

FICHE PRODUIT

Compteur CELLTRAC Pro

Référence : SOC-CELLT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- DESCRIPTION

Le **Celltrac Pro** est un compteur cellulaire manuel de pointe, conçu pour des analyses différentielles précises sur 12 canaux. Il offre une interface ergonomique avec clavier à touches douces pour réduire la fatigue, un affichage LCD 2x8 caractères, et une mémoire EPROM capable de stocker jusqu'à 92 jeux de données.

La fonction USB permet une exportation rapide des résultats vers un PC ou une imprimante. Il est alimenté par adaptateur secteur ou pile 9 V, assurant une portabilité optimale.

Le menu intégré permet de régler le contraste, les alertes sonores, la dénomination de touches cellulaires, ou d'effacer la mémoire.

Le compteur comprend 12 touches pour la saisie des cellules (10 en sommation, 2 en "sans sommation"), avec des avertissements sonores en approche de 100 cellules, et la possibilité d'augmenter ou diminuer les touches "sans sommation" (utile pour les globules rouges nucléés, etc.). Le mode d'entrée par impulsion externe est également disponible.

Classé comme dispositif médical de diagnostic in vitro (marquage CE selon la directive 98/79/CE), le Celltrac Pro est enregistré auprès des autorités compétentes (MHRA, etc.).

Compteur CELLTRAC Pro programmable à 12 canaux, utilisé pour l'analyse manuelle des globules

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

blancs et la numération de la morphologie et de la motilité des spermatozoïdes. Les touches sont étiquetées pour les différentiels de leucocytes standard mais peuvent être réaffectées pour diverses applications

CARCTERISTIQUES :

- * Programme d'identification du patient/de l'échantillon (jusqu'à 10 caractères alphanumériques)
- * Programme d'étiquettes de touches personnalisées (étiquette alphanumérique de 4 caractères)
- * Mode de comptage de l'entrée d'impulsion externe
- * Écran LCD 2
- * 8 caractères Sortie de données USB rapide vers une imprimante/un PC (câble USB inclus)
- * Mémoire : Stocke jusqu'à 92 jeux de données dans l'EPROM (jusqu'à ce qu'ils soient effacés manuellement)
- * Adaptateur secteur AC/DC et pile 9v (inclus) portabilité complète
- * Menu de réglage du contraste de l'écran LCD/Sonore/Bips/Nom des touches de cellule/Effacement de la mémoire 12 touches de comptage de cellules (10 totalisantes + 2 non totalisantes)
- * Possibilité de soustraire suite à une erreur, Ajouter ou soustraire des groupes de cellules.
 - * Dimensions (L x l x Ep): 200 x 90 x 26 mm.
 - * Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/3279-compteur-celltrac.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com