

**FICHE PRODUIT**



## **SUPA MEGA CASSETTE DOUBLE HAUTEUR BLANCHE**

Référence : CEL-SMEGAK7

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### **Description du produit**

#### **SUPA MEGA CASSETTE DOUBLE HAUTEUR BLANCHE**

- Cassette très large qui conviennent pour la déshydratation et l'inclusion de gros prélèvements: prostate, cerveau, sein, yeux, organes entiers ou petits animaux;
- Perforations « en nid d'abeille » :
  - Assurent une meilleure circulation des solvants
  - Diminuent le temps de traitement
  - Favorisent l'accroche de la cassette sur le bloc de paraffine et éliminent donc la possibilité de voir la cassette se dissocier du bloc pendant les manipulations
- Fermeture solide et sécurisée :
  - Un « click » retentit au moment de la fermeture
  - Pas de risque de réouverture accidentelle pendant l'utilisation de la cassette
  - Le couvercle peut être ouvert/fermé plusieurs fois

\* Condition minimum de vente: Carton de 100.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-a-inclusion/3283-supamega-cassette.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com