

**FICHE PRODUIT**



## Dispositif à lumière froide au xénon, Modèle XL 24

Référence : RIE-6301

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

La lumière froide écarte le risque d'un réchauffement indésirable des tissus du patient. En même temps, un éclairage précis est indispensable lors des examens.

Les projecteurs à lumière froide sont des sources de lumières polyvalentes offrant des avantages de taille: la performance lumineuse des projecteurs à lumière froide peut être modulée en continu à l'aide d'un variateur ou bien d'un clavier à membrane (en fonction du modèle).

La température de couleur ne s'en trouve jamais influencée. Source compacte de lumière froide, pour une haute performance d'éclairage lors de l'utilisation de guides de lumière à petites sections.

### Spécifications:

- Dimensions : (l) 175 x (h) 82,5 x (p) 202 mm.
- Classe de protection BF.
- Poids : 2,5 kg.
- Prise de conducteur de lumière : type standard Storz, interchangeable.
- Lampe : 24 watts au xénon, lampe à arc court avec réflecteur de lumière froide (longévité : environ 500 heures).
- Température de couleur : 5 500° K.
- Régulation de la lumière : en continu, à l'aide d'un variateur, à température de lumière

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

constante et à illumination uniforme des fibres.

- Puissance consommée : 50 W.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/projecteurs-de-lumiere-froide/3286-dispositif-a-lumiere-froide-au-xenon-modele-xl-24.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)