

FICHE PRODUIT

Parafine pour inclusion HISTOWAX 12 x 1Kg

Référence : SOC-HISTOWAX1KG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La parafine pour inclusion HISTOWAX est obtenue par mélange de paraffines et cires de haute qualité, filtré pour une meilleure pureté et sans additif.

- La forme des copeaux est étudiée pour une fusion rapide entre 56 et 58°C.
- La formulation permet des coupes de 2 à 5 microns de tissus durs ou non;
- Condition minimum de vente : 12 sacs de 1 kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paraffine/3323-parafine-histowak1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com