

FICHE PRODUIT



Albumine glycérinée, 500ml

Référence : MER-36100-0.5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Albumine Glycérinée, 500ml

- "Adhésif" pour coupes histo-cytologiques;
- Recommandée s'il y a eu un traitement préalable des spécimens avec de la trypsine;
- Présentation en flacon verre;

Condition minimum de vente: Flacon de 500 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-montage/3326-albumine-glycerinee-500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com