

FICHE PRODUIT

Stérilisateur electronique, CE 0499, 60 Litres

Référence : SOC-GEU-181060

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Affichage digital,
- commande par touches sensibles,
- circulation d'air naturel,
- tout inox,
- thermostat réglable jusqu'à 200°,
- thermostat de sécurité étalonné à 240°,
- minuterie réglable de 0 à 250 min,
- voyants de contrôle,
- isolations laine de roche,
- porte isolée avec un joint silicone,
- fermeture à clef,
- crémone haut et bas,
- fusibles bipolaires,
- cordon détachable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- dimensions externes: 705 x 420 x 475 mm
- dimensions internes: 535 x 325 x 350 mm
- puissance: 950 W-220 V.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/3343-sterilisateur-electronique-ce-0499-60l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com