

FICHE PRODUIT

Stérilisateur automatique, CE 0499, 120 Litres

Référence : SOC-GEU-181124

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Minuterie 120 mn,
- thermostat réglable de 0 à 220°C,
- thermostat de sécurité étalonné à 240°C,
- voyants de contrôle, fusibles bipolaires,
- cordon détachable,
- isolation par laine de roche,
- porte isolée avec joint silicone fermant à clé,
- crémone haut et bas,
- dimensions externes: 835 x 555 x 550 mm
- dimensions internes: 670 x 425 x 430 mm
- Puissance: 1800 W-220 V.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/3344-sterilisateur-automatique-ce-0499-120l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com