

FICHE PRODUIT



Spéculum de COLLIN à usage unique Boîte de 25 pièces

Référence : SOC-SPCOU32

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Spéculum de COLLIN à usage unique

- * Spéculum en polystyrène.
- * Transparent, stérile.
- * Recommandé pour les inséminations artificielles, les prélèvements cytologiques et histologiques, la pose de DIU (dispositif intra-utérin).
- * Cette forme permet une bonne visualisation et une bonne accessibilité du col.
- * Emballage unitaire en sachet pelable.
- * Diamètre d'accès: 44 mm.
- * Dimensions des valves (Long. x Larg): 100 x 32 mm.
- * Conditionnement minimum de vente: Carton de 25 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/3354-speculum-de-collin-a-usage-unique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com