

FICHE PRODUIT



Pince pour lamelles

Référence : SOC-PL130

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pince pour lamelles :

- * En acier inoxydable;
- * Deux extrémités carrées et plates;
- * Longueur: 105mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pince-pour-lamelles/3355-pince-pour-lamelles.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com