

FICHE PRODUIT



Blocstor 7, à monter

Référence : CEL-BS7AM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Blocstor 7, à monter; * Boîte carton avec couvercle à charnière pour stockage des blocs d'inclusion; * Carton brun recyclé, double cannelure résistant; * Séparateurs intégrés; * Empilables; * Etiquette pour identification; * Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25; * Nombre de rangée: 7; * Capacité(blocs): environ 350; * Dimension(Long. x Prof. x Haut.): 225 x 445 x 50 mm; * Condition minimum de vente: 25.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/3364-blocstor-7-a-monter.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com