

FICHE PRODUIT



Boîte de stockage pour 250 blocs d'inclusion à monter

Référence : SOC-BCBLOC250AM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Système tiroir en carton pour stockage des blocs d'inclusion à monter

Avantages de la Boîte de stockage pour 250 blocs d'inclusion

- Carton résistant brun, recyclable et rigide;
- Empilables: des ergots assurent la stabilité;
- Etiquette pour identification en façade;
- Capacité(blocs): environ 250;

Condition minimum de vente: 25.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/3366-blocfile-400-a-monter.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com