

FICHE PRODUIT



Carton verni orange, Pré-monté

Référence : SOC-OS4V11

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Carton verni orange, Pré-monté :

- * Système tiroir carton polyvalent;
- * Livré avec 4 tiroirs en carton blanc de 2 rangées chacun (soit 8 rangées au total);
- * Des tiroirs peuvent être ajoutés sur les tiroirs existants en cas de stockage de blocs d'inclusion;
- * Empilables: 6 ergots assurent la stabilité;
- * Etiquette pour identification;
- * 2 modèles disponibles: en carton rigide verni hydrophobe orange ou brun recyclé;
- * Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25 (version carton brun uniquement);
- * Capacité maximale: 320 blocs, 2 000 lames;
- * Dimension (LxPxH): 305 x 290 x 110 mm;
- * Condition minimum de vente: 10.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/3370-carton-vern-orange-pre-monte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com