

FICHE PRODUIT

Pipetman ULTRA starter kit

Référence : GIL-F267630

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tout en un

Ce kit contient deux ou trois modèles de Pipetman ULTRA, les cônes DIAMOND (Boîte de 96 cônes) correspondants ainsi que les accessoires indispensables comme par exemple des portoirs individuels pour pipette. Ce kit vous apporte une réelle économie par rapport à l'achat de pipettes et d'accessoires vendus séparément.

les accessoires indispensables:

- * 3 portoirs individuels Single pour pipette,
- * 3 x 5 étiquettes nominatives,
- * 1 clef de réglage,
- * 3 tubes de lubrifiant.

Ces kits pipetman ULTRA possèdent les même caractéristiques que les pipetman ULTRA.

Garantie 01 AN.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetman/3375-pipetman-ultra-starter-kit.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com