

FICHE PRODUIT



Concentrateur vivaspin 500, seuil de coupure KDA: 30, Pack de 25

Référence : SAR-VS0121

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Vivaspin 500, seuil de coupure KDA: 30

Applications:

- * Concentration, purification et dessalage de solutions biologiques: protéines, enzymes, anticorps, virus, immunoglobulines..Elimination de primers (PCR), d'acides aminés, de nucléotides.
- * L'orientation de la membrane augmente la surface de filtration et permet d'obtenir d'excellents débits et des concentrations rapides.
- * Matériaux peu adsorbants et système d'anti-assèchement pour un taux de récupération élevé.
- * Facteur de concentration compris entre 120 et 400 fois suivant le type d'unité.
- * Volume d'échantillon: 100 à 600 µl.
- * Volume minimum du concentrat: 5 µl.
- * Surface de filtration: 0,5 cm².
- * Facteur de concentration: x 120.
- * Volume mort: < 5 µl.
- * Type de centrifugeur: Tous types de centrifugeurs acceptant les tubes à centrifuger de 2,2 ml.
- * Force centrifuge recommandée: 5 - 15 000 g.
- * Membrane: PES (polyéthersulfone).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Réservoirs: Polycarbonate.

NB: Conditionnement minimum de vente: Boîte de 25 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gamme-vivaspin/3382-vivaspin-500-seuil-de-coupure-kda-30.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com